


我的Marker 我做主

量身定制您的专属DNA Marker


- ✦ 条带、规格、包装灵活定制，所想即所得
- ✦ 可选任意条带加亮设计、指示方便
- ✦ 条带锐利清晰、大小精准
- ✦ 条带大小覆盖50bp-48kb超长跨度
- ✦ 性能稳定，37°C放置100天条带无变化

以下图片仅为部分产品数据展示，更多产品定制请联系销售人员




2.5% TAE琼脂糖凝胶
上样5 μ l, EB染色

Cat#M018



1.0% TAE琼脂糖凝胶
上样5 μ l, EB染色

Cat#M037



1.0% TAE琼脂糖凝胶
上样5 μ l, EB染色

Cat#M036

康润生物，伴您生命科学成功之路。

康润生物 北京市昌平区中关村生命科学园生命园路4号院博雅CC A座6层 102206
T 400-666-3332 E tech.service@gene-star.com www.gene-star.com

